



Naudokite Cefaly kasdien 3-4 dienas iki mėnesinių pradžios. Rinkitės 1 programą (gydymo režim

Mėnesinių metu skausmams malšinti kasdien du kartus per dieną rinkitės Cefaly 1 programą.

Pasibaigus dvidešimties minučių procedūrai, prietaiso intensyvumas laipsniškai mažėja 30 sekundžių.

Šios fazės metu paspaudę pagrindinį mygtuką, iš naujo paleisite dvidešimties minučių programą.